

**Umrechnungstabelle / Tableau de conversion /
 Tabella di conversione**
mmol/L ↔ mg/dl

mg/dL	mmol/L	mg/dL	mmol/L	mg/dL	mmol/L	mg/dL	mmol/L
1	0.1	62	3.4	115	6.4	168	9.3
5	0.3	64	3.6	116	6.4	170	9.4
10	0.6	65	3.6	118	6.5	172	9.5
12	0.7	66	3.7	120	6.7	174	9.7
14	0.8	68	3.8	122	6.8	175	9.7
16	0.9	70	3.9	124	6.9	176	9.8
18	1.0	72	4.0	125	6.9	178	9.9
20	1.1	74	4.1	126	7.0	180	10.0
22	1.2	75	4.2	128	7.1	182	10.1
24	1.3	76	4.2	130	7.2	184	10.2
25	1.4	78	4.3	132	7.3	185	10.3
26	1.4	80	4.4	134	7.4	186	10.3
28	1.6	82	4.6	135	7.5	188	10.3
30	1.7	84	4.7	136	7.5	190	10.5
32	1.8	85	4.7	138	7.7	192	10.7
34	1.9	86	4.8	140	7.8	194	10.8
35	1.9	88	4.9	142	7.9	195	10.8
36	2.0	90	5.0	144	8.0	196	10.9
38	2.1	92	5.1	145	8.0	198	11.0
40	2.2	94	5.2	146	8.1	200	11.1
42	2.3	95	5.3	148	8.2	225	12.5
44	2.4	96	5.3	150	8.3	250	13.9
45	2.5	98	5.4	152	8.4	275	15.3
46	2.6	100	5.5	154	8.5	300	16.6
48	2.7	102	5.7	155	8.6	325	18.0
50	2.8	104	5.8	156	8.7	350	19.4
52	2.9	105	5.8	158	8.8	375	20.8
54	3.0	106	5.9	160	8.9	400	22.2
55	3.1	108	6.0	162	9.0	425	23.6
56	3.1	110	6.1	164	9.1	450	25.0
58	3.2	112	6.2	165	9.2	475	26.4
60	3.3	114	6.3	166	9.2	500	27.7

Umrechnungsfaktor/ Facteur de conversion / Fattore di conversione: 18,016 x mmol/L = mg/dL

Die Ascensia Blutzucker-Messgeräte sind eingestellt auf mmol/L
 (offizielle Masseinheit für die Blutzucker-Messung in der Schweiz).

Les lecteurs Ascensia sont préconfigurés pour afficher les résultats en mmol/L
 (unité de mesure officielle de la glycémie en Suisse).

I glucometri di Ascensia sono preimpostati per visualizzare i risultati in mmol/L
 (Unità di misura ufficiale della glicemia in Svizzera).

Kontakt:

Ascensia Diabetes Care Switzerland AG
Peter Merian-Strasse 90
4052 Basel

Hotline: 061 544 79 90

Fax: 061 568 43 61

E-Mail: info@ascensia.ch

www.ascensia-diabetes.ch

